



GUIDE D'UTILISATION

TELECONSULTATION





Date	Décembre 2018
Rédacteur	Q.Szymanski
Version	

GRADES BFC 16 rue du Professeur Paul Milleret 25000 Besançon



CE2010

Identifiant / MDP

🛅 Identification CPS

COVOTEM

oncolie

× Quitter

•

¢

Identifiant

Mot de passe

Espace de collaboration

Connexion à Covotem[™]



Double cliquez sur l'icône présent sur le bureau.

L'espace de collaboration à utiliser est « oncolie »

La fenêtre ci-contre s'ouvre :

Une fois connecté à l'application Covotem™, vous aurez accès aux fonctionnalités suivantes :



1. Téléconsultation – Paramétrer et tester le micro et des enceintes





La fenêtre suivante s'affiche :

PARAMÈTRES		X
Préférences machine	GÉNÉRAL	•
Applications tierces Général	Activer avertissement audio	Oui
Audio	Télécharger automatiquement les dossiers	Non
Vidéo	Anonymiser	Non
Partage d'application	Lancer automatiquement au démarrage	Gestionnaire de dossiers 🔻
Gestionnaire de dossiers Réseau	Ouverture plein écran automatique	Non
ЫСОМ	Lancer un module à l'ouverture d'un dossier (hors réunion)	Editeur de rapport 🔹
Editeur de rapport	Ouverture plein écran automatique	Non
Nous contacter Version	Lancer un module lors de l'entrée dans une salle	Visio 👻
Préférences utilisateur	Ouverture plein écran automatique	Non
Général	Lancer un module à l'ouverture d'un dossier (en réunion)	Editeur de rapport 🔹
DICOM	Ouverture plein écran automatique	Non
Profil	Afficher l'éditeur graphique en mode avancé par défaut	Non
	Proposer le mode spectateur	Oui
	Afficher le panneau de gauche lors d'un partage d'application	Non
	Afficher la barre des workflow de dossier	Oui
	Afficher le chronomètre	Oui
	Mode d'ajout des fichiers dans les dossiers	Toujours à la racine 🔻
	Valider X Annuler	





L'écran suivant s'affiche, vous pouvez sélectionner d'autres périphériques dans les listes déroulantes si ceux sélectionnés ne sont pas les bons :

MICROPHONE		
Type de périphérique : Périphériques système		
Périphériques	Volume	Témoin
Microphone - Realtek High Definition Audio (0)]+	•••••
+ Ajouter micro	phone	
HAUT-PARLEUR		
Type de périphérique : Périphériques système		
Périphériques	Volume	Tester
Haut-parleurs - Realtek High Definition Audio (0) 🔹		
Haut-parleurs - Realtek High Definition Audio (0) Ajouter haut-p	arleur	

Pour tester les Haut-parleurs, cliquez sur le bouton « Tester » et vérifier que le son provienne bien des deux haut-parleurs :

2. Téléconsultation – Paramétrer la webcam





La fenêtre suivante s'affiche :

YARAMÈTRE VIDÉO
Activer l'optimisation vidéo Oui
Activer les vignettes imbriquées 🛛 💽 Oui
Largeur de la résolution maximale 1600
LUX PRIMAIRE
Type périphérique : Aucun Caméra IP Webcam
Nom
Démarrage automatique Aucun Réunion Visioconférence
Qualité de vidéo par défaut Elevée 🔻
Webcam primaire USB2.0 HD UVC WebCam 🔻

Sélectionnez « Webcam » dans le type de périphérique et sélectionnez votre périphérique dans la liste déroulante du champ « Webcam primaire »

3. Téléconsultation - Entrer dans une salle







Support à contacter en cas de problème :

- 1. Votre service informatique
- 2. LE Grades BFC <u>En journée :</u> Le Grades BFC : 03.81.53.42.69 / Telemedecine@esante-bfc.fr